

選択ガイドー バイオプロセス用Protein A 担体総覧

	リガンド	リガンド結合方法	結合ポイント	哺乳動物フリー
MabSelect	組換え	エポキシ	シングル	Yes
rProtein A Fast Flow	組換え	エポキシ	シングル	Yes
rmp Protein A Fast Flow	組換え	還元アミノ化法	マルチ	Yes
nProtein A Fast Flow	天然型	CNBr	マルチ	Yes

注) アルブミン統合領域除去、方向性をコントロールしてリガンドカップリングしました。