



Amersham Western Blotting 製品一覽

2015年9月1日

■ ニトロセルロースメンブレン: Amersham Protran

Amersham Protran			Protran BA79 と同等		Protran BA83 と同等		Protran BA85 と同等	
シリーズ	サイズ	包装	0.1 μm		0.2 μm		0.45 μm	
			コード番号	価格 (円)	コード番号	価格 (円)	コード番号	価格 (円)
Amersham Protran NC	80 × 90 mm	25 個	10600095	35,000	10600094	35,000	10600093	35,000
Amersham Protran NC	100 × 100 mm	10 個	10600077	16,500	10600075	16,500	10600073	16,500
Amersham Protran NC	100 × 100 mm	25 個	10600076	39,500	10600074	39,500	10600072	39,500
Amersham Protran NC	140 × 160 mm	25 個	10600064	47,500	10600063	47,500	10600062	47,500
Amersham Protran NC	200 × 200 mm	10 個	10600046	22,500	10600044	22,500	10600042	22,500
Amersham Protran NC	200 × 200 mm	25 個	10600045	53,000	10600043	53,000	10600041	53,000
Amersham Protran NC	300 × 600 mm	5 個	10600031	52,500	10600032	52,500	10600033	52,500
Amersham Protran NC	150 mm × 4 m	1 ロール	10600010	35,500	10600011	35,500	10600012	35,500
Amersham Protran NC	200 mm × 4 m	1 ロール	10600005	38,500	10600006	38,500	10600007	38,500
Amersham Protran NC	300 mm × 4 m	1 ロール	10600000	41,500	10600001	41,500	10600002	41,500
Amersham Protran Sandwich NC+3MM	80 × 90 mm	10 サンドイッチ	10600116	14,800	10600115	14,800	10600114	14,800
Amersham Protran Sandwich NC+3MM	140 × 160 mm	10 サンドイッチ	10600105	19,800	10600104	19,800	10600103	19,800

Amersham Protran Premium			Hybond-ECL と同等			
シリーズ	サイズ	包装	0.2 μm		0.45 μm	
			コード番号	価格 (円)	コード番号	価格 (円)
Amersham Protran Premium NC	80 × 90 mm	25 個	10600097	35,000	10600096	35,000
Amersham Protran Premium NC	100 × 100 mm	10 個	10600081	16,500	10600079	16,500
Amersham Protran Premium NC	100 × 100 mm	25 個	10600080	39,500	10600078	39,500
Amersham Protran Premium NC	140 × 160 mm	25 個	10600066	47,500	10600065	47,500
Amersham Protran Premium NC	200 × 200 mm	10 個	10600050	22,500	10600048	22,500
Amersham Protran Premium NC	200 × 200 mm	25 個	10600049	53,000	10600047	53,000
Amersham Protran Premium NC	300 × 600 mm	5 個	10600035	52,500	10600034	52,500
Amersham Protran Premium NC	150 mm × 4 m	1 ロール	10600014	35,500	10600013	35,500
Amersham Protran Premium NC	200 mm × 4 m	1 ロール	10600009	38,500	10600008	38,500
Amersham Protran Premium NC	300 mm × 4 m	1 ロール	10600004	41,500	10600003	41,500
Amersham Protran Premium Sandwich NC+3MM	80 × 90 mm	10 サンドイッチ	10600118	14,800	10600117	14,800
Amersham Protran Premium Sandwich NC+3MM	140 × 160 mm	10 サンドイッチ	10600107	19,800	10600106	19,800

Amersham Protran Supported			Optitrans BA-S83 と同等		Optitrans BA-S85 と同等	
シリーズ	サイズ	包装	0.2 μm		0.45 μm	
			コード番号	価格 (円)	コード番号	価格 (円)
Amersham Protran Supported NC	80 × 90 mm	25 個	10600099	37,000	10600098	37,000
Amersham Protran Supported NC	100 × 100 mm	10 個	10600085	18,500	10600083	18,500
Amersham Protran Supported NC	100 × 100 mm	25 個	10600084	41,500	10600082	41,500
Amersham Protran Supported NC	140 × 160 mm	25 個	10600068	49,500	10600067	49,500
Amersham Protran Supported NC	200 × 200 mm	10 個	10600054	24,500	10600052	24,500
Amersham Protran Supported NC	200 × 200 mm	25 個	10600053	55,000	10600051	55,000
Amersham Protran Supported NC	300 × 600 mm	5 個	10600037	54,500	10600036	54,500
Amersham Protran Supported NC	150 mm × 4 m	1 ロール	10600019	37,500	10600020	37,500
Amersham Protran Supported NC	200 mm × 4 m	1 ロール	10600017	40,500	10600018	40,500
Amersham Protran Supported NC	300 mm × 4 m	1 ロール	10600015	43,500	10600016	43,500
Amersham Protran Supported Sandwich NC+3MM	80 × 90 mm	10 サンドイッチ	10600120	15,600	10600119	15,600
Amersham Protran Supported Sandwich NC+3MM	140 × 160 mm	10 サンドイッチ	10600109	20,600	10600108	20,600

■ PVFD メンブレン: Amersham Hybond

Amersham Hybond P PVDF

シリーズ	サイズ	包装	New		Hybond-P の後継	
			0.2 μ m		0.45 μ m	
			コード番号	価格 (円)	コード番号	価格 (円)
Amersham Hybond P PVDF	80 × 90 mm	25 個	10600101	35,000	10600100	35,000
Amersham Hybond P PVDF	100 × 100 mm	10 個	10600089	16,500	10600087	16,500
Amersham Hybond P PVDF	100 × 100 mm	25 個	10600088	39,500	10600086	39,500
Amersham Hybond P PVDF	140 × 160 mm	25 個			10600069	47,500
Amersham Hybond P PVDF	200 × 200 mm	10 個	10600058	22,500		
Amersham Hybond P PVDF	200 × 200 mm	25 個	10600057	53,000		
Amersham Hybond P PVDF	260 × 600 mm	5 個	10600039	52,000		
Amersham Hybond P PVDF	300 × 600 mm	5 個			10600038	52,500
Amersham Hybond P PVDF	150 mm × 4 m	1 ロール			10600029	35,500
Amersham Hybond P PVDF	260 mm × 4 m	1 ロール	10600021	41,000		
Amersham Hybond P PVDF	300 mm × 4 m	1 ロール			10600023	41,500
Amersham Hybond P Sandwich PVDF+3MM	80 × 90 mm	10 サンドイッチ	10600122	14,800	10600121	14,800
Amersham Hybond P Sandwich PVDF+3MM	140 × 160 mm	10 サンドイッチ			10600110	19,800

<< 旧 Hybond-P をご使用の方へ >>

新ラインナップ (Amersham Hybond P PVDF 0.45) は旧 Hybond-P と製造工程などが異なるため、旧 Hybond-P と同条件で実験を行うとシグナルの低下、バックグラウンドの上昇などの不具合が生じる場合があります。

Amersham Hybond P PVDF 0.45 のサンプル (無料) を用いて、あらかじめ二次抗体濃度およびブロッキング剤の再検討を行っていただくことをおすすめいたします。

ご不明な点についてはバイオダイレクトライン (03-5331-9336)、Tech-JP@ge.com までお問合せください。

※ Amersham Hybond P PVDF 0.45 のサンプルはこちらの Web ページ (www.gelifsciences.co.jp/catalog/37481.html) の「サンプル請求ボタン」よりご依頼ください。

Amersham Hybond LFP PVDF

シリーズ	サイズ	包装	Hybond-LFP と同等	
			0.2 μ m	
			コード番号	価格 (円)
Amersham Hybond LFP PVDF	80 × 90 mm	25 個	10600102	37,000
Amersham Hybond LFP PVDF	100 × 100 mm	10 個	10600091	18,500
Amersham Hybond LFP PVDF	100 × 100 mm	25 個	10600090	41,500
Amersham Hybond LFP PVDF	200 × 200 mm	10 個	10600060	24,500
Amersham Hybond LFP PVDF	254 × 600 mm	5 個	10600040	54,000
Amersham Hybond LFP PVDF	254 mm × 4 m	1 ロール	10600022	43,000
Amersham Hybond LFP Sandwich PVDF+3MM	80 × 90 mm	10 サンドイッチ	10600123	15,600

Amersham Hybond SEQ PVDF

シリーズ	サイズ	包装	Westran S と同等	
			0.2 μ m	
			コード番号	価格 (円)
Amersham Hybond SEQ PVDF	100 × 100 mm	10 個	10600092	16,500
Amersham Hybond SEQ PVDF	200 × 200 mm	10 個	10600061	22,500
Amersham Hybond SEQ PVDF	260 mm × 4 m	1 ロール	10600030	41,000

www.gelifsciences.co.jp

e-mail で最新情報をお届けしています。お申込みは上記 Web サイト左下の「メールマガジン購読」から

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ライフサイエンス統括本部

〒169-0073

東京都新宿区百人町 3-25-1 サンケンビルディング

お問合せ：バイオダイレクトライン

TEL：03-5331-9336 FAX：03-5331-9370

e-mail：Tech-JP@ge.com



Intertek
ISO 9001:2008
認証取得

掲載されている価格は2015年10月現在の希望小売価格です (消費税は含まれておりません)。希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定する販売価格を何ら拘束するものではありません。掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。お問合せに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。



製品対応表 (販売終了品) ≫≫ 現製品

2015年9月1日

■ Protran 0.45 μm Nitrocellulose Membranes:

Protran BA85 0.45 μm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)

サイズ	包装	コード番号
30 cm × 3 m	1 リール	10401196
20 cm × 3 m	1 リール	10401197
15 cm × 3 m	1 リール	10402594
300 × 600 mm	5 枚	10401180
250 × 250 mm	5 枚	10402694
330 × 560 mm	5 枚	10402580
150 × 150 mm	5 枚	10402606
200 × 200 mm	5 枚	10402680
200 × 200 mm	25 枚	10401191
150 × 150 mm	25 枚	10401261
82 × 120 mm	10 枚	10401218
102 × 133 mm	10 枚	10402588
63 × 228 mm	10 枚	10402593



Amersham Protran 0.45 μm

現製品

サイズ	包装	コード番号
30 cm × 4 m	1 リール	10600002
20 cm × 4 m	1 リール	10600007
15 cm × 4 m	1 リール	10600012
300 × 600 mm	5 個	10600033
300 × 600 mm	5 個	10600033 ※
300 × 600 mm	5 個	10600033 ※
200 × 200 mm	10 個	10600042 ※
200 × 200 mm	10 個	10600042
200 × 200 mm	25 個	10600041
200 × 200 mm	25 個	10600041 ※
140 × 160 mm	25 個	10600062 ※
140 × 160 mm	25 個	10600062 ※
300 × 600 mm	5 個	10600033 ※

※サイズ違いによる代替推奨品

■ Protran 0.2 μm Nitrocellulose Membranes:

Protran BA83 0.2 μm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)

サイズ	包装	コード番号
30 cm × 3 m	1 リール	10401396
20 cm × 3 m	1 リール	10402495
15 cm × 3 m	1 リール	10402468
300 × 600 mm	5 枚	10401380
330 × 560 mm	5 枚	10402480
150 × 200 mm	10 枚	10401465
150 × 150 mm	5 枚	10402405
200 × 200 mm	5 枚	10402452
200 × 200 mm	25 枚	10401391
102 × 133 mm	10 枚	10402488
63 × 228 mm	10 枚	10402493



Amersham Protran 0.2 μm

現製品

サイズ	包装	コード番号
30 cm × 4 m	1 リール	10600001
20 cm × 4 m	1 リール	10600006
15 cm × 4 m	1 リール	10600011
300 × 600 mm	5 個	10600032
300 × 600 mm	5 個	10600032 ※
200 × 200 mm	10 個	10600044 ※
200 × 200 mm	10 個	10600044 ※
200 × 200 mm	10 個	10600044
200 × 200 mm	25 個	10600043
200 × 200 mm	25 個	10600043 ※
140 × 160 mm	25 個	10600063 ※
300 × 600 mm	5 個	10600032 ※

※サイズ違いによる代替推奨品

■ Protran 0.1 μm Nitrocellulose Membranes:

Protran BA79 0.1 μm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)

サイズ	包装	コード番号
30 cm × 3 m	1 リール	10402096
200 × 200 mm	5 枚	10402062
200 × 200 mm	25 枚	10402091
102 × 133 mm	10 枚	10402088



Amersham Protran 0.1 μm

現製品

サイズ	包装	コード番号
30 cm × 4 m	1 リール	10600000
200 × 200 mm	10 個	10600046
200 × 200 mm	25 個	10600045
140 × 160 mm	25 個	10600064 ※

※サイズ違いによる代替推奨品

■ Protran Sandwiches:

Protran BA85/3 MM

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
70×85 mm	20個	10485374



Amersham Protran Sandwich 0.45 µm NC +3MM

現製品		
サイズ	包装	コード番号
80×90 mm	10 サンドイッチ	10600114

※サイズ違いによる代替推奨品

Protran BA83/3 MM

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
70×85 mm	20個	10485376



Amersham Protran Sandwich 0.2 µm NC +3MM

現製品		
サイズ	包装	コード番号
80×90 mm	10 サンドイッチ	10600115

※サイズ違いによる代替推奨品

■ Hybond ECL 0.45 µm Nitrocellulose Membranes:

Hybond ECL 0.45 µm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×3 m	1 roll	RPN303D
20 cm×3 m	1 roll	RPN203D
200×200 mm	10 sheets	RPN2020D
150×200 mm	10 sheets	RPN1520D
100×100 mm	10 sheets	RPN1010D
60×80 mm	50 sheets	RPN68D
75×80 mm	10 sheets	RPN7.58D
70×80 mm	50 sheets	RPN78D



Amersham Protran Premium 0.45 µm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×4 m	1 ロール	10600003
20 cm×4 m	1 ロール	10600008
200×200 mm	10個	10600048
200×200 mm	10個	10600048
100×100 mm	10個	10600079
80×90 mm	25個	10600096
80×90 mm	25個	10600096
80×90 mm	25個	10600096

※サイズ違いによる代替推奨品

■ Hybond ECL 0.2 µm Nitrocellulose Membranes:

Hybond ECL 0.2 µm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×3 m	1 roll	RPN3032D



Amersham Protran Premium 0.2 µm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×4 m	1 ロール	10600004

■ Optitran BA-S 85 0.45 µm Supported Nitrocellulose Membranes:

Optitran BA-S 85 0.45 µm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×3 m	1 リール	10439196
20 cm×3 m	1 リール	10439194
300×600 mm	5枚	10439180



Amersham Protran Supported 0.45 µm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×4 m	1 ロール	10600016
20 cm×4 m	1 ロール	10600018
300×600 mm	5個	10600036

■ Optitran BA-S 83 0.2 µm Supported Nitrocellulose Membranes:

Optitran BA-S 83 0.2 µm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×3 m	1 リール	10439396
20 cm×3 m	1 リール	10439394
300×600 mm	5枚	10439380
200×200 mm	25枚	10439391



Amersham Protran Supported 0.2 µm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×4 m	1 ロール	10600015
20 cm×4 m	1 ロール	10600017
300×600 mm	5個	10600037
200×200 mm	25個	10600053

■ Hybond-P

Hybond P 0.45 µm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×3 m	1 roll	RPN303F
200×200 mm	10 sheets	RPN2020F
140×160 mm	15 sheets	RPN1416F
Hybond-P for Excel Gel	10 sheets	28-9909-83



Amersham Hybond P PVDF 0.45 µm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
30 cm×4 m	1 ロール	10600023
300×600 mm	5個	10600038
140×160 mm	25個	10600069
80×90 mm	25個	10600100

<< 旧 Hybond-P をご使用の方へ >>

新ラインナップ (Amersham Hybond P PVDF 0.45) は旧 Hybond-P と製造工程などが異なるため、旧 Hybond-P と同条件で実験を行うとシグナルの低下、バックグラウンドの上昇などの不具合が生じる場合があります。

Amersham Hybond P PVDF 0.45 のサンプル (無料) を用いて、あらかじめ二次抗体濃度およびブロッキング剤の再検討を行っていただくことをおすすめいたします。ご不明な点についてはバイオダイレクトライン (03-5331-9336)、Tech-JP@ge.com までお問合せください。

※ Amersham Hybond P PVDF 0.45 のサンプルはこちらの Web ページ (www.gelifesciences.co.jp/catalog/37481.html) の「サンプル請求ボタン」よりご依頼ください。

■ Hybond-LFP 0.2 μm PVDF Membranes:

Hybond-LFP 0.2 μm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
26.5 cm × 3 m	1 roll	RPN303LFP
200 × 200 mm	10 sheets	RPN2020LFP
200 × 200 mm	3 sheets	RPN2020LFP3
140 × 160 mm	15 sheets	RPN1416LFP
80 × 75 mm	10 sheets	28990984



Amersham Hybond LFP 0.2 μm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
25.4 cm × 4 m	1 ロール	10600022
200 × 200 mm	10 個	10600060
200 × 200 mm	10 個	10600060
200 × 200 mm	10 個	10600060
80 × 90 mm	25 個	10600102

※サイズ違いによる代替推奨品

■ Westran S 0.2 μm PVDF Membranes:

Westran S PVDF 0.2 μm

販売終了品 (2014年3月末日販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
26 cm × 3.0 m	1 リール	10413096
200 × 200 mm	10 枚	10485291
150 × 150 mm	10 枚	10485290
100 × 100 mm	10 枚	10413052



Amersham Hybond SEQ 0.2 μm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
26 cm × 4 m	1 ロール	10600030
200 × 200 mm	10 個	10600061
200 × 200 mm	10 個	10600061
100 × 100 mm	10 個	10600092

※サイズ違いによる代替推奨品

■ Hybond-C

Hybond-C 0.45 μm (支持体なし、85%NC、販売終了)

販売終了品 (2013年4月販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
20 cm × 3 m	1 roll	RPN203C
30 cm × 3 m	1 roll	RPN303C



Amersham Protran NC 0.45 μm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
20 cm × 4 m	1 ロール	10600007
30 cm × 4 m	1 ロール	10600002

※支持体なし、NC 濃度違いの代替推奨品

■ Hybond-C Extra

Hybond-C Extra 0.45 μm (支持体あり、85%NC、販売終了)

販売終了品 (2013年4月販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
20 cm × 3 m	1 roll	RPN203E
30 cm × 3 m	1 roll	RPN303E
200 × 200 mm	10 sheets	RPN2020E



Amersham Protran Supported NC 0.45 μm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
20 cm × 4 m	1 ロール	10600018
30 cm × 4 m	1 ロール	10600016
200 × 200 mm	10 個	10600052

※支持体あり、NC 濃度違いの代替推奨品

■ Hybond-C Super

Hybond-C Super 0.45 μm (支持体あり、85%NC、販売終了)

販売終了品 (2013年4月販売終了)		
サイズ	包装	コード番号
20 × 3 m	1 roll	RPN203G



Amersham Protran Supported NC 0.45 μm

現製品		
サイズ	包装	コード番号
20 cm × 4 m	1 ロール	10600018

www.gelifesciences.co.jp

e-mail で最新情報をお届けしています。お申込みは上記 Web サイト左下の「メールマガジン購読」から

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ライフサイエンス統括本部

〒169-0073

東京都新宿区百人町 3-25-1 サンケンビルディング

お問合せ：バイオダイレクトライン

TEL: 03-5331-9336 FAX: 03-5331-9370

e-mail: Tech-JP@ge.com



掲載されている価格は2015年10月現在の希望小売価格です(消費税は含まれておりません)。希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定する販売価格を何ら拘束するものではありません。掲載されている製品は試験研究用以外には使用しないでください。掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。掲載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。お問合せに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただきます場合があります。

71-3796-01